



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SIRINGA AUTOMATICA SP-8800

Codice di riferimento: 35205

Marca: GIMA

Prezzo: 1669.6€

CARATTERISTICHE:

Pompa a siringa dalla costruzione leggera e dimensioni contenute con facile installazione della siringa attraverso modalità "one-touch" tramite uncino a cursore, è possibile visualizzare agevolmente le differenti informazioni attraverso il display LCD. Le regolazioni e l'utilizzo dell'apparecchio sono estremamente semplici. Il prodotto è fornito di batteria. Impostazione flessibile del volume di flusso. - Programma completo per il dosaggio: calcola automaticamente il quantitativo necessario all'infusione esaminando il peso del paziente, la massa dell'iniezione e la liquefazione. - Funzionalità anti ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato avviene la conversione automatica alla velocità basso flusso di 0,1ml/h al fine di prevenire il rischio dell'ostruzione delle vene dovuta alla coagulazione sanguigna. - Compatibilità con 5 marchi principali di siringhe: è possibile impostare il sistema scegliendo tra i seguenti produttori di siringhe: BD, TERUMO, PENTAFERTE, RAYS, KOVA. Funzionalità di allarme e avviso: notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una luce LED e segnale acustico, sistema d'allarme visivo e sonoro simultaneo. Impostazione del campo di errore ostruzione: il livello di pressione dell'occlusione del plasma è regolabile in alto, medio e basso a seconda dell'età del paziente. Siamo in grado di calibrare le nostre pompe per altri marchi di siringhe, si prega di fornire un minimo di 5 campioni. Disponibilità in 60 giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Campo di regolazione flusso • Siringa 10ml: 0.1-300ml/h • Siringa 20ml: 0.1-400ml/h • Siringa 30ml: 0.1-500ml/h • Siringa 50ml: 0.1-1200ml/h • Margine d'errore flusso volume $\pm 3\%$ • Campo limite del volume di infusione : 0.1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0.1ml) • Campo totale del volume stimato : 0.1 ~ 999,9 ml (intervallo infusione 0.1ml) • Campo K.V.O (funzione mantenimento vena) : 1 ~ ml/h regolabile • Dimensioni: (LxPxH) 220 x 130 x 108 mm • Peso: 2 kg • Volume di flusso rapido (Purga) • 0.1 ~ 1200 ml/h regolabile • Bolo 0,1 ~ 1200 ml/h, 0.1 ~ 1000 ml regolabile • Chiamata personale paramedico • DC12V, 1A • Caratteristiche allarmi • Occlusione, K.V.O (completamento dell'infusione),

standby, quasi vuoto, indicazione batteria scarica, malfunzionamento del dispositivo (errore CPU), gancio leva/cursore disinnestato, siringa disinnestata. • Caratteristiche speciali • Blocco dei tasti, tasti funzione, memorizzazione dati, tempo residuo, ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O., purga, bolo, anti bolo, livello occlusione, richiamo impostazioni precedenti • Alimentazione : AC 110V / 220V, 50/60Hz e DC9.6V • Adattatore fonte interna DC24V / 1A • Massima _____ potenza assorbita 45VA • Livello di protezione contro shock elettrici • Classe 1, dispositivo fonte interna, tipo CF • Livello di resistenza all'acqua IPX2 • Tipo batteria Ni-MH • Durata batteria 5 ore a (5ml/h). • Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore • Vita utile batteria 6 mesi Dotazione standard: • Manuale (inglese, italiano)

MARCA E MODELLO:

GIMA 35205

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

