

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942



Siringa per insulina con ago inserito 0,5 ml 30 G - 100 pezzi

Codice di riferimento: 23805

Marca: GIMA

Prezzo: 21.96€

Caratteristiche della siringa per insulina

Queste siringhe monouso realizzate in polipropilene trasparente sono perfette per la somministrazione dell'insulina. Grazie alla scala graduata e soprattutto all'ago direttamente attaccato al corpo della siringa a residuo zero, permettono di iniettare la giusta quantità di insulina utile alla terapia. Questa particolarità consente di ridurre lo spazio in cui potrebbe depositarsi l'insulina assicurando sempre una corretta somministrazione.

Gli aghi sono costruiti in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento per garantire una puntura leggera e indolore. Le siringhe sono atossiche e apirogene.

Specifiche tecniche

- Capacità siringa: 0,5 ml
- Diametro ago: 30 G

Marca e modello

GIMA codice 23805

Contenuto della confezione

100 pezzi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione,

stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

