



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tallonetta con foro calcaneare direzionato Soft-sole

Codice di riferimento: PR4-304/SS

Marca: RO+TEN

Prezzo: 38.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR4-304/SS-S	S	38.5€
COD PR4-304/SS-M	M	38.5€
COD PR4-304/SS-L	L	38.5€

Caratteristiche della tallonetta con foro calcaneare direzionato

La tallonetta soft-sole presenta una struttura in materiale visco elastico rivestita in feltro. È dotato di un foro calcaneare direzionato che permette di attutire gli urti e le sollecitazioni originati dal contatto del piede col terreno. La talloniera, inserita sotto la scarpa, è un ottimo rimedio per alleviare i dolori che affliggono il tallone a causa delle seguenti patologie:

- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e di Sever
- Tendinopatie dell'achille
- Sproni calcaneari
- Borsiti retrocalcaneari
- Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

La tallonetta è lavabile e comoda da indossare.

Taglie

Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48

Destra e sinistra (paio)

Marca e modello

RO+TEN PR4-304/SS

