



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Softab tutore a cuscino per abduzione spalla 15° - 20°

Codice di riferimento: PR2-84502

Marca: RO+TEN

Prezzo: 85.1€

È un dispositivo medico, sicuro e confortevole, che garantisce la stabilizzazione e la protezione dell'arto da immobilizzare nel post-intervento. La struttura in gommapiuma, ricoperta di tessuto garzato, e i cinturini a livello dell'omero e dell'avambraccio garantiscono traspirazione, leggerezza e comfort. Le cinghie di sostegno e le possibilità di regolazione a velcro assicurano la stabilizzazione dell'arto evitando il rischio di movimenti inopportuni. Facile da togliere e reindossare, il dispositivo è completato da una stecca (optional), ideale per sostenere la mano e non affaticare l'avambraccio dell'arto immobilizzato.

Opzionale: ART. PR2-84500/A asta di appoggio per polso e mano utilizzabile su entrambi i modelli di cuscino, applicabile con velcro

CARATTERISTICHE

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura giro vita e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del velcro
- Tirante girospalla con fissaggio a velcro
- Abduzione di 15° - 20°

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori
- Lesioni dei nervi

taglia

universale - ambidestro



Acquista subito