



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Softcast 3m 5 Cm X 3,65 M - Rosso

**Codice di riferimento:** 59662

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 231.5€

### CARATTERISTICHE:

3M™ Soft-Cast™ Benda sintetica semirigida

- Codice 3M: 82102
- Colore: Rosso
- Dimensioni: 5 cm x 3,65 m

- benda sintetica in fibra di vetro, semirigida, indicata per la costruzione di apparecchi ortopedici per l'immobilizzazione funzionale
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di vetro; resina poliuretana; catalizzatore aminico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di circa 4 min. La completa asciugatura si ottiene dopo 30 min
- permette di controllare il livello di supporto desiderato, variando il numero di strati utilizzati per soddisfare le esigenze di trattamento individuale
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- può essere utilizzato in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

### MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 59662

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 10 Pezzi

---

