



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Softcast 3m 7,5 Cm X 3,65 M - Blu

Codice di riferimento: 59673

Marca: GIMA

Prezzo: 250.1€

CARATTERISTICHE:

3M™ Soft-Cast™ Benda sintetica semirigida

- Codice 3M: 82103
- Colore: Blu
- Dimensioni: 7,5 cm x 3,65 m

- benda sintetica in fibra di vetro, semirigida, indicata per la costruzione di apparecchi ortopedici per l'immobilizzazione funzionale
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di vetro; resina poliuretanica; catalizzatore aminico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di circa 4 min. La completa asciugatura si ottiene dopo 30 min
- permette di controllare il livello di supporto desiderato, variando il numero di strati utilizzati per soddisfare le esigenze di trattamento individuale
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- può essere utilizzato in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 59673

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 10 Pezzi

