



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Software Holter Ecg, Compatibile Con I Registratori Bi9800TI

Codice di riferimento: HOLTER SW

Marca: INTERMED

Prezzo: 1319.67€

CARATTERISTICHE:

Il software di gestione dati, operante in ambiente WINDOWS, e' la soluzione completa per la gestione dell'esame Holter ECG, ha lo scopo di analizzare, visualizzare, modificare e generare il referto. Una volta scaricato il monitoraggio e' possibile sfogliare le varie finestre di cui si compone il software, passando dalla semplice visualizzazione del tracciato, alla convalida dell'analisi automatica fino alla stampa del documento finale. L'operatore pu focalizzare l'attenzione verso un aspetto caratteristico dell'esame:

La finestra "Morfologie" presenta il risultato dell'analisi morfologica, raggruppando tutti i complessi rilevati nel corso della registrazione holter in varie classi.

La finestra "Eventi" elenca tutti gli episodi rilevati, indicandone la numerosita' e dando sempre la possibilita' di valutarli nel loro contesto.

La finestra "ST" focalizza l'attenzione dell'operatore sull'analisi del tratto ST.

La finestra "A Fib/Flut" consente la visualizzazione di eventuali fibrillazioni atriali.

La finestra "Strip" classifica il tracciato per gravita'.

La finestra "Stampe" consente di scrivere le conclusioni e di configurare il documento finale di stampa.

L'analisi automatica si basa sulla classificazione delle anomalie in tipi di eventi e in famiglie morfologiche. Il software esegue in maniera automatica le seguenti analisi:

- classificazione QRS;
- analisi aritmie;
- analisi della turbolenza della frequenza cardiaca;
- analisi ST;
- analisi variabilita' nel dominio del tempo;

analisi pacemaker;
analisi fibrillazione atriale.

Completo di:

cavo interfaccia USB;
chiave di attivazione.

MARCA E MODELLO:

BIOMEDICAL HOLTER SW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

