



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Software Pc Windows Ltd822 - Ltd823

**Codice di riferimento:** LTD825

**Marca:** DIMED

**Prezzo:** 196.6€

### CARATTERISTICHE:

Semplicissimo software su base windows per gestire le memorie del LTD822 e LTD823. Tramite il connettore per il sensore Spo2 ed apposito cavo (in dotazione con il software) si possono trasferire sul proprio computer le memorie del pulsiossimetro. Tramite il software è poi possibile stampare le tabelle dei dati sia su carta normale che su formato PDF. Visualizzazione grafica delle curve di saturimetria e BPM memorizzate.

### MARCA E MODELLO:

DIMED LTD825

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**