



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Software Per Monitor Paziente

Codice di riferimento: LDR329

Marca: DIMED

Prezzo: 2191.12€

CARATTERISTICHE:

Sistema software di monitoraggio centrale. Connessione lan. Modalità multi-display su doppio o singolo display. Ampia capacità di archiviazione sia delle forme d'onda sia delle misurazioni numeriche. Visualizzazione Web.

MARCA E MODELLO:

DIMED LDR329

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**