



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SOLUZIONE DI CONTROLLO EMOGLOBINA per 23983 - 2 ml

Codice di riferimento: 23988

Marca: GIMA

Prezzo: 84.2€

CARATTERISTICHE:

Soluzione di controllo emoglobina per Lettore Lux (codice 23983)

Un flacone da 2 ml.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 23988

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**