



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SONDA 2.5 MHz - convex (per DP-30, DP-50, DP-6600, Z5)

Codice di riferimento: 33982

Marca: GIMA

Prezzo: 1939.8€

CARATTERISTICHE:

Sonda convex 2.5 MHz per DP-10, DP-20, DP-50, DP-2200, DP-6600, Z5.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Codice Mindray: 35C50EA • Metodo di scansione: Convex (solo per DP-20 e DP-50) • Freq. principale: 3.5 • Larg. banda della sonda: 2.0 - 5.0 • Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia, pediatria

MARCA E MODELLO:

GIMA 33982

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**