



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## SONDA 3.0 MHz - cardiaca (per cod. 33965/66)

**Codice di riferimento:** 33963

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 5121€

### CARATTERISTICHE:

Sonda per ecolordoppler Chison i8 (cod. 33965/66).

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo di scansione: cardiaco (phased array) • Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 3.0 - Larghezza banda della sonda: 2.0 - 5.4 • Applicazione principale: cardiologia

### MARCA E MODELLO:

GIMA 33963

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**