



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 3.0 MHz - cardiaca phased array (per cod. 33951/52)

Codice di riferimento: 33957

Marca: GIMA

Prezzo: 5121€

CARATTERISTICHE:

Sonda per colordoppler portatile Chison Q9 (cod. 33951/52).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo di scansione: cardiaco (phase array) • Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 3.0 - Larghezza banda della sonda: 2.0 - 5.4 • Applicazione principale: cardiologia

MARCA E MODELLO:

GIMA 33957

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**