



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SONDA 3.5 MHz - convex (per cod. 33900)

Codice di riferimento: 33904

Marca: GIMA

Prezzo: 2440€

CARATTERISTICHE:

Sonda tipo convex per ecografo digitale portatile (cod. 33900). - Metodo di scansione: convex - Frequenza principale: 3.5
- Multi frequenza a 4 stadi: 2.5/3.5/4.0/5.0 - Applicazione principale: addominale, ginecologia

MARCA E MODELLO:

GIMA 33904

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**