



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SONDA 3.5 MHz - convex (per cod. 33930/36)

Codice di riferimento: 33932

Marca: GIMA

Prezzo: 1146.8€

CARATTERISTICHE:

Sonda per ecografo portatile Chison 600M (cod. 33930) e per ecografo veterinario (cod. 33936).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo di scansione: convex • Frequenza principale: 3.5 MHz • Multi frequenza a 4 stadi: 2.5/3.5/4.0/5.0 MHz • Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia • Applicazione veterinaria: addominale (ovini, canidi)

MARCA E MODELLO:

GIMA 33932

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**