



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 3.5 MHz - convex (per cod. 33950/60/61)

Codice di riferimento: 33954

Marca: GIMA

Prezzo: 2745€

CARATTERISTICHE:

Sonda per colordoppler portatile Chison Q5 (cod. 33950) e per ecocolordoppler IVIS 30 EXPERT (cod. 33960/61).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di scansione: convex • Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 3.5 - Larghezza banda della sonda: 2.5 - 5.3
- Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia

MARCA E MODELLO:

GIMA 33954

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**