



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 3.5 MHz - convex (per cod. 33951/52/65/66)

Codice di riferimento: 33953

Marca: GIMA

Prezzo: 2806€

CARATTERISTICHE:

Sonda per colordoppler portatile Chison Q9 (cod. 33951/52) e per ecocolordoppler i8 (cod. 33965/66).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di scansione: convex • Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 3.5 - Larghezza banda della sonda: 2.0 - 6.8
- Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia

MARCA E MODELLO:

GIMA 33953

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**