



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## **SONDA 3.5 MHz - convex (per DP-10, DP-20, DP-2200)**

**Codice di riferimento:** 33976

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 2230.8€

### **CARATTERISTICHE:**

Sonda convex 3.5 MHz per DP-10, DP-20, DP-2200.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

• Codice Mindray: 35C50EB • Metodo di scansione: Convex • Freq. principale: 3.5 • Larg. banda della sonda: 2.0 - 5.0 • Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia, pediatria

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 33976

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**