



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 3.5 MHz - micro-convex (per DP-10, DP-20, DP-30, DP-2200, DP-6600)

Codice di riferimento: 33980

Marca: GIMA

Prezzo: 2440€

CARATTERISTICHE:

Sonda micro-convex 3.5 MHz per DP-10, DP-20, DP-30, DP-2200, DP6600.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Codice Mindray: 35C20EA • Metodo di scansione: Micro-convex • Freq. principale: 3.5 • Larg. banda della sonda: 2.0 - 5.0 • Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia, pediatria

MARCA E MODELLO:

GIMA 33980

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**