



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 4.0 MHz - 4D convex (per cod. 33951/66)

Codice di riferimento: 33959

Marca: GIMA

Prezzo: 9119.5€

CARATTERISTICHE:

Sonda per colordoppler portatile Chison Q9 4D (cod. 33951) e per ecocolordoppler i8 4D (cod. 33966).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo di scansione: 4D convex • Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 4.0 - Larghezza banda della sonda: 2.0 - 6.8 • Applicazione principale: addominale, ginecologia

MARCA E MODELLO:

GIMA 33959

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**