



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 6.5 MHz - micro-convex (per DP-10, DP-20, DP-30, DP-50, DP-2200, DP- 6600)

Codice di riferimento: 33978

Marca: GIMA

Prezzo: 2806€

CARATTERISTICHE:

Sonda micro-convex 6.5 MHz per DP-10, DP-20, DP-50, DP-2200, DP-6600.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Codice Mindray: 65C15EA • Metodo di scansione: Convex • Freq. principale: 6.5 • Larg. banda della sonda: 5.0 - 8.5 • Applicazione principale: addominale, cardiologia, pediatria

MARCA E MODELLO:

GIMA 33978

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**