



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 7.5 MHz - linear array (per DP-10, DP-2200, DP-6600)

Codice di riferimento: 33981

Marca: GIMA

Prezzo: 2455.2€

CARATTERISTICHE:

Sonda lineare 5-10 Hz per DP-10, DP-2200, DP-6600.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Codice Mindray: 75L60EA • Metodo di scansione: Linear array • Freq. principale: 7.5 • Larg. banda della sonda: 5.0 - 10 • Applicazione principale: addominale, piccole parti, msk, vascolare, pediatria, ortopedia

MARCA E MODELLO:

GIMA 33981

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**