



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SONDA 7.5 MHz - linear (per DP-20, DP-30, DP-50)

Codice di riferimento: 33983

Marca: GIMA

Prezzo: 2135€

CARATTERISTICHE:

Sonda linear 10 MHz per DP-20, DP-30, DP-50.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Codice Mindray: 75L53EA • Metodo di scansione: Linear • Freq. principale: 7.5 • Larg. banda della sonda: 5.0 - 8.5 • Applicazione principale: addominale, piccole parti, msk, vascolare, pediatria, intraoperatorio

MARCA E MODELLO:

GIMA 33983

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**