



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SONDA 7.5 MHz - lineare (per cod. 33911-3, 33919-21)

Codice di riferimento: 33923

Marca: GIMA

Prezzo: 2684€

CARATTERISTICHE:

Sonda per ecografo Sonotouch (per cod. 33911-3, 33919-21) - Metodo di scansione: lineare - Frequenza principale: 7,5 - Larghezza di banda della sonda: 5,0-10,0 - Applicazione principale: vascolari, piccole parti, ms

MARCA E MODELLO:

GIMA 33923

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**