



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SONDA SpO2 RIUTILIZZABILE NEONATALE (ricambio per cod. 35100) - necessita cavo cod. 35108

Codice di riferimento: 35107

Marca: GIMA

Prezzo: 73.2€

CARATTERISTICHE:

Sensore neonatale < 3 kg - riutilizzabile.

MARCA E MODELLO:

GIMA 35107

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.



Acquista subito