



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Doppler portatile a ultrasuoni - Sonotrax basic

Codice di riferimento: LTD100

Marca: DIMED

Prezzo: 430.7€

Caratteristiche del doppler portatile a ultrasuoni

Il doppler portatile a ultrasuoni è leggero, compatto, semplice da usare e consente di misurare e ascoltare con estrema chiarezza il battito cardiaco fetale. Il design del dispositivo è pensato per facilitare la presa della sonda e, grazie alle dimensioni ridotte e al peso contenuto è comodo da trasportare. Le sonde fornite sono agevolmente intercambiabili e completamente impermeabili. Inoltre, l'apparecchio è dotato di un sistema di spegnimento automatico.

In dotazione:

- 1 Sonda impermeabile 2Mhz
- 1 Borsetta per il trasporto

Sonde optional disponibili

- LDR400/2 Sonda impermeabile 2MHz
- LDR400/3 Sonda impermeabile 3MHz
- LDR400/4 Sonda impermeabile 4MHz
- LDR400/8 Sonda impermeabile 8MHz

Specifiche tecniche

- Display: 45x25mm LCD display
- Battito riconoscibile: 50 210 Bpm
- Risoluzione: 1 Bpm

- Campionamento frequenza audio: 4KHz / 8KHz
 - Registrazione massima: 480s/240s
 - Potenza audio: 0,5W
 - Spegnimento automatico: 1 minuto
 - Dimensioni: 32x85x138mm
 - Peso: 290gr - batteria inclusa
-

Altri modelli disponibili

- [Doppler portatile a ultrasuoni - Sonotrax basic a](#)
- [Doppler portatile a ultrasuoni - Sonotrax pro](#)

Marca e modello

DIMED codice LTD100

