



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Doppler portatile a ultrasuoni - Sonotrax pro

Codice di riferimento: LTD120

Marca: DIMED

Prezzo: 721.02€

Caratteristiche del doppler portatile a ultrasuoni

Sonotrax pro è un dispositivo a ultrasuoni tascabile basato sull'effetto Doppler semplice e comodo da utilizzare. La struttura dell'apparecchio è progettata per garantire una presa sicura e confortevole dello strumento e della sonda. Il dispositivo permette ai futuri genitori di misurare e ascoltare il battito cardiaco fetale. Inoltre, è dotato di una funzione di registrazione che consente di riprodurre la frequenza cardiaca del nascituro.

Le sonde sono facilmente intercambiabili e completamente impermeabili.

Specifiche tecniche

- Display: 45x25mm LCD display
- Battito riconoscibile: 50 210 Bpm
- Risoluzione: 1 Bpm
- Campionamento frequenza audio: 4KHz / 8 KHz
- Registrazione massima: 480s/240s
- Potenza audio: 0,5W
- Spegnimento automatico: 1 minuto
- Dimensioni: 32x85x138mm
- Peso: 290gr - batteria inclusa

Sonde optional disponibili

- LDR400/2 Sonda impermeabile 2MHz
- LDR400/3 Sonda impermeabile 3MHz
- LDR400/4 Sonda impermeabile 4MHz

- LDR400/8 Sonda impermeabile 8MHz

Altri modelli disponibili

- [Doppler portatile a ultrasuoni - Sonotrax basic](#)
- [Doppler portatile a ultrasuoni - Sonotrax basic a](#)

Marca e modello

DIMED codice LTD120

