



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sottoascellare per stampelle in spugna (per rp710 e rp713) - paio

Codice di riferimento: RV7040

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 9.63€

Caratteristiche del sottoascellare per stampelle

I sottoascellari per stampelle sono realizzati in spugna per permettere al paziente di appoggiare comodamente le braccia. Il rivestimento è pensato per assicurare all'utente un morbido supporto durante l'utilizzo ed evitare eventuali irritazioni e scivolamenti. Il seguente accessorio è adatto per i modelli rp710 e rp713. Vendita al paio.

Marca e modello

MOPEDIA codice RV7040

Contenuto della confezione

2 pezzi

