



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SOVRAMATERASSO ANTIDECUBITO RINT PLUS - elementi intercambiabili

Codice di riferimento: 28495

Marca: GIMA

Prezzo: 292.8€

CARATTERISTICHE:

Il sovramaterasso è realizzato con PVC morbido e robusto, spesso 0,4 mm, per una più confortevole esperienza del paziente. Il prodotto è fornito con una fodera bi-elastica impermeabile e permeabile al vapore acqueo. La funzione CPR (Rianimazione Cardio Polmonare) è stata implementata al sovramaterasso, così da consentire un istantaneo sgonfiamento dei 17 elementi. Ha una portata di 130 kg.

APPLICAZIONI:

Per problemi di deambulazione

DIMENSIONI E PESO:

200 x 90 x 10.5 cm, 5.5 Kg

MARCA E MODELLO:

Gima 28495

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un sovramaterasso in PVC

