



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## SP 871 Ginocchiera tubolare con stecche a spirale e foro rotuleo

**Codice di riferimento:** SP 871

**Marca:** SPECIAL

**Prezzo:** 54.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
SP 871-Small	Small	54.1€
SP 871-Medium	Medium	54.1€
SP 871-Large	Large	54.1€
SP 871-XSmall	XSmall	54.1€
SP 871-XLarge	XLarge	54.1€

### Caratteristiche

MULTI-CERAMIC products:

"Multi-Ceramic" contraddistingue tutti quei prodotti che vengono sviluppati e prodotti in uno speciale tessuto dove le fibre naturali elastiche vengono combinate, grazie ad un esclusivo procedimento tecnologico, con una fine polvere di ceramica. Il risultato finale ci consegna un tessuto capace di inibire l'azione dei raggi infrarossi.

Grazie a questa particolare caratteristica, l'uso di ognuno di questi presidi ortopedici, permette un leggero aumento ed il mantenimento della temperatura corporea durante le diverse attività motorie, assicurando il massimo comfort e la

massima igiene.

#### CARATTERISTICHE DEL TESSUTO:

---

- Tessuto antibatterico
- Migliora la circolazione sanguigna
- Ottima compressione
- Grande traspirabilità

#### Indicazioni

- Trattamento e prevenzione nei piccoli traumi al ginocchio
- Trattamento nelle affezioni femoro rotulee
- Leggera instabilità del ginocchio mediale/laterale

#### Taglie disponibili

Circonferenza centro ginocchio:


XSmall (da 27,9 a 33 cm)

Small (da 30,5 a 35,5 cm)

Medium (da 33 a 38,1 cm)

Large (da 35,5 a 40,6 cm)

XLarge (da 40,6 a 45,7 cm)



## Domande frequenti

### Quanto costa la ginocchiera tubolare?

Il dispositivo ha un costo di 28,86€. Attenzione, il prezzo può variare in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul nostro sito.

### Quando usare la ginocchiera con stecche?

Questa particolare ginocchiera è indicata per curare e prevenire piccoli traumi all'articolazione, nel trattamento delle affezioni femoro-rotulee e per fornire maggiore stabilità al ginocchio.

### Come è fatta?

La ginocchiera è realizzata con un materiale resistente ed elastico per assicurare il massimo comfort all'articolazione. Le stecche a spirale e il foro rotuleo permettono al paziente di avere libertà nel movimento e allo stesso tempo di fornire stabilità al ginocchio.

### Quali sono le caratteristiche del tessuto?

La ginocchiera tubolare è prodotta con un tessuto definito Multi-Ceramic, una soluzione realizzata in fibre naturali elastiche e unite tra loro grazie a una fine polvere di ceramica. Il tessuto è antibatterico, comprime senza stringere e migliora la circolazione sanguigna.

