



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ginocchiera tubolare in elastico con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo in silicone SP G 703

Codice di riferimento: SP G 703

Marca: SPECIAL

Prezzo: 50.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
SP G 703-Small	Small	50.7€
SP G 703-Medium	Medium	50.7€
SP G 703-Large	Large	50.7€
SP G 703-XSmall	XSmall	50.7€
SP G 703-XLarge	XLarge	50.7€

Caratteristiche della ginocchiera tubolare in elastico con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo in silicone SP G 703

Tutore per ginocchio elastico tubolare steccato, avvolge l'articolazione del ginocchio esercitando la giusta compressione utile a gestire svariate problematiche favorendo la traspirazione della pelle e la circolazione sanguigna.

Il tutore è realizzato in multi-ceramic e ha tutti i vantaggi di un tessuto antibatterico elastico e flessibile di origine naturale lavora insieme alla polvere di ceramica per avvolgere al meglio il ginocchio e impedire al contempo che i raggi infrarossi

filtrino.

La ginocchiera con stecche Special è indicata per soggetti con instabilità rotulea e del ginocchio (qualora quest'ultima di ,presenti in forma lieve) e per trattare piccoli traumi, artrosinoviti e sindromi dolorose dell'articolazione femore-patellare._____

La ginocchiera SPG703 si caratterizza per le stecche contenute all'interno della guida del tutore e realizzate a spirale, e per lo stabilizzatore di rinforzo in silicone presente in corrispondenza dell'area rotulea.


Specifiche tecniche

- Taglie: dalla XS alla XL

Marca

Special

Taglie	XSmall	Small	Medium	Large	XLarge
Circonferenza centro ginocchio	da 30 a 36,8 cm	da 33 a 39,3cm	da 35,5 a 42,7 cm	da 38 a 45,7 cm	da 43,2 a 52 cm



Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Ginocchiera tubolare in elastico SP 876 K](#)
- [Ginocchiera tubolare SP 870 in elastico con stecche a spirale](#)

