

Numero Verde

800 172547



Da cellulare

030 7777942

Spatola di Ayre in plastica Tipo A sterile - 100 pezzi

Codice di riferimento: 29748

Marca: GIMA

Prezzo: 10.61€

Caratteristiche della spatola di Ayre in plastica

Questa spatola di Ayre per Pap test è studiata appositamente per velocizzare e rendere più efficaci le operazioni di prelievo di cellule esocervicali e della fornice vaginale posteriore per lo screening del cancro del collo dell'utero. Grazie al materiale plastico poroso che la compone, l'asticella è capace di prelevare un'adeguata quantità di tessuto in modo agevole e garantisce una presa sicura. Le spatole sono confezionate singolarmente in bustine sterili.

Materiale

Polipropilene

Dimensioni

Lunghezza: 18,8 cm

Marca e modello

GIMA codice 29748

Contenuto della confezione

100 pezzi

Altri modelli disponibili

- [Spatola di Ayre in plastica Tipo B sterile - 100 pezzi](#)

- [Spatola di Ayre in plastica non sterile - 400 pezzi](#)

