



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SPECULUM AURICOLARE MONOUSO KLEENSPEC" 52133 3 mm

Codice di riferimento: 72570

Marca: GIMA

Prezzo: 24.4€

CARATTERISTICHE:

Speculum auricolari monouso Welch-allyn Kleenspec: - Speculum auricolare monouso KleenSpec Ø 3 mm - Da usare con: Welch-Allyn 20100, 20200 20202, 21600, 21700 - Colore: nero - Ordine minimo: Conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)

MARCA E MODELLO:

GIMA 72570

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 100 pz.

 **Acquista subito**