



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Speculum vaginale Collin in acciaio Inox - medio

Codice di riferimento: 29768

Marca: GIMA

Prezzo: 15.86€

Caratteristiche dello speculum Collin

Lo speculum Collin è uno strumento utilizzato durante le visite ginecologiche per divaricare la vagina e facilitare l'ispezione del collo dell'utero e individuare eventuali problematiche. Il dilatatore, realizzato in acciaio inossidabile, presenta due parti articolate esclusivamente da un lato in modo da consentire al ginecologo di adoperare con maggior libertà. In questo modo il rischio di traumi alle pareti vaginali è sensibilmente ridotto.

Il prodotto è confezionato singolarmente in scatole di cartone.

Specifiche tecniche

Misura media

Marca e modello

GIMA codice 29768

Altri modelli disponibili

- [Speculum vaginale Cusco in acciaio Inox](#)
- [Speculum vaginale Cusco isolato - medio](#)

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione,

stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
