



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SPINOMED® IV - Tutore per osteoporosi

Codice di riferimento: M 720

Marca: FGP

Prezzo: 383.01€

Riferimento	Variante	Prezzo
M 720-XS	XS	383.01€
M 720-S	S	383.01€
M 720-M	M	383.01€
M 720-L	L	383.01€

DESCRIZIONE

FGP, leader nella cura dell'osteoporosi, in collaborazione con MED I, presenta l'evoluzione del suo esclusivo tutore Spinomed, Spinomed IV. L'originale tutore brevettato, oggetto di numerosi studi clinici, è l'unico in grado di sfruttare il principio del biofeedback (bioreazione), stimolando lo sviluppo della muscolatura del tronco, migliorando la postura e, di conseguenza, riducendo il dolore. Il nuovo design è in grado di facilitare il posizionamento sia da parte del tecnico ortopedico che del paziente, senza compromettere la funzionalità, assicurando discrezione ed efficacia.

Concepito per seguire perfettamente l'anatomia della schiena, si indossa come se fosse uno zainetto dal peso di 450 gr. La morbida pelota addominale è dotata di maniglia per facilitare l'apertura e la chiusura anche nel paziente artrosico, le fasce di chiusura in morbido tessuto velcrabile e la spinta posteriore "anti-assuefazione" lo rendono unico e dinamico. Spinomed IV. L'osteoporosi ha un nemico in più.

INDICAZIONI

- Cedimenti vertebrali su base osteoporotica, localizzati nel tratto dorsale e/o lombare
- Osteocondrosi giovanile
- Ipercifosi con dolore cronico dorsale

MISURE

Taglie / H Tronco

XS 37–44 cm

S 44–51 cm

M 51–55 cm

L 55–61 cm



Domande frequenti

Il tutore per osteoporosi fa male?

Il tutore per osteoporosi non è doloroso. La sua funzione è quella di sostenere la schiena, semplificare la terapia di guarigione e prevenire possibili traumi, alleggerendo il carico che deve sopportare la colonna vertebrale.

Come scegliere il tutore per osteoporosi?

Spetta al medico specialista decidere la tipologia del tutore per osteoporosi più giusto in base alle esigenze del paziente. Per la scelta è essenziale concentrarsi sia sulla patologia ma anche sulle misure che il tutore deve avere, per individuare un modello che si adatti alla perfezione al corpo del paziente.

Perché usare il tutore per osteoporosi?

Lo scopo del tutore per osteoporosi è quello di ridurre il rischio di fratture ossee. Questa tipologia di supporti sono molto utili in una normale terapia e quindi per i pazienti che hanno già una frattura, ma anche per scopi preventivi ed escludere la possibilità di assistere a traumi al sistema scheletrico.

Il tutore per osteoporosi è comodo?

Il tutore per osteoporosi Spinomed è realizzato con una particolare tecnologia che consente di indossarlo facilmente e di utilizzarlo durante la giornata senza difficoltà. Infatti, si adatta alla perfezione al corpo lasciando ampia possibilità di movimento.

