



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Spirale Intrauterina Tcu380 Plus - Sterile

Codice di riferimento: 29710

Marca: GIMA

Prezzo: 16.8€

CARATTERISTICHE:

Dispositivo medico monouso sterile di classe III per la contraccezione intrauterina nelle donne in periodo fecondo.

Può essere lasciato inserito per un massimo di 5 anni.

Imbustato in sacchetto e dotato di dispositivo di flangia per facilitare il raggiungimento della giusta profondità di inserimento.

Filatura di rame per una superficie di 380 mm²

Peso: 33 x 45 mm

Istruzioni: GB, FR, IT.

Monofilamento di poliammide per una facile rimozione.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 29710

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

