



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Spirobank li Smart + Software

Codice di riferimento: 33512

Marca: GIMA

Prezzo: 1586€

CARATTERISTICHE:

SPIROBANK II SMART + SOFTWARE WINSPIROPRO

Spirometro con capacità di memoria di 10.000 test di spirometria, display LCD monocromatico, tastiera a membrana da 6 tasti.

Alimentazione con batteria (litio 3,7 V - 1100 mA) con un'autonomia di circa 50 ore di uso continuo, ricaricabile tramite porta USB.

- connessione via cavo (USB 2.1) o wireless (Bluetooth 2.0)
 - sensore di temperatura interno per conversione BTPS
 - display grafico ad alta risoluzione
 - registrazione automatica di un'intera sessione di spirometria, compresi i migliori test
 - cavo USB, astuccio di trasporto, manuale su CD (GB, FR, IT, ES, DE, PT) turbina riutilizzabile e software inclusi.
- Software interno selezionabile (GB, FR, IT, ES, DE, PT)

Funzioni software Winspiropro: (Requisiti di sistema del PC: XP, Seven, Vista, 8, 10)

- Lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, SE, NL, LV, CZ, TR, RU, CN, JP
- collegamento al PC on-line con icone intuitive
- test ossimetria in tempo reale, nuove curve
- protocolli di dilatazione bronchiale con FEV1
- accattivanti incentivi pediatrici
- integrazione con sistema EPR
- stima età polmonare (ELA)
- report dati e grafici anche via e-mail

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPIROMETRO

- Parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/ FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV
- Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale
- Misura del flusso: ± 16 L/s
- Accuratezza del volume: $\pm 3\%$ or 50 mL
- Accuratezza del flusso: $\pm 5\%$ or 200 mL/s
- Resistenza dinamica: < 0.5 cm H₂O/L/s
- Test disponibili: FVC, VC, IVC, MVV, PRE - POST
- Connessione: USB 2.0, Bluetooth® 4.0
- Alimentazione: batteria al Litio 3,7 V, 1100 mAh

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 33512

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

