



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Spirometro Minispir Con Software

**Codice di riferimento:** 33528

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1525€

### CARATTERISTICHE:

Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo reale con comparazione PRE/POST. Interpretazione avanzata del test spirometrico. Incentivo pediatrico con animazioni. Stima dell'età polmonare (ELA). Test di provocazione bronchiale con FEV1 dose - risposta. Sensore di temperatura digitale per conversione a BTPS.

#### **32 parametri misurati:**

FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/ FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, età polmonare, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

Manuale su CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT

**Winspiro PRO** è un software unico in dotazione con Minispir. Il sommario dei test del paziente è disponibile in una singola schermata con un controllo dinamico di tutti i dati e grafici.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sensore di temperatura: semiconduttore (0-45°)
- Sensore di flusso: turbina digitale bi-direzionale
- Range di flusso:  $\pm 16$  L/s
- Precisione volume:  $\pm 3\%$  o 50 mL
- Accuratezza flusso:  $\pm 5\%$  o 200 mL / s
- Resistenza dinamica a 12 L/s:  $< 0.5$  cm H<sub>2</sub>O/L/sec
- Connettività: porta USB
- Alimentazione: porta USB
- Dimensioni: 50 x 142 x 26 mm

- Peso: 65 g

**REQUISITI DEL SISTEMA PER WINSPIRO LIGHT/PRO**

- Microsoft Windows: XP, Vista 32/64 bit, Seven 32/64 bit Porta USB
- Risoluzione schermo: 1024x768 Hard disk: 128 MB (meglio 256 MB)
- Porta USB
- Multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, NL, CZ, LV, TR, RU, CN, JP

**MARCA E MODELLO:**

GIMA - Codice Prodotto 33528

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

