



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SMART ONE - peak flow e FEV1 per smartphone

Codice di riferimento: 33684

Marca: GIMA

Prezzo: 165€

SMART ONE® OXI - Picco di flusso e FEV1

Ideale nel monitoraggio delle malattie respiratorie e nella gestione di asma, BPCO, trapianto di polmone e fibrosi cistica.

Picco di flusso e FEV1 sullo smartphone

Dispositivo wireless portatile connesso tramite Bluetooth ai sistemi iOS e Android.

App con un incentivo esclusivo per adulti e bambini, basato sul flusso e sul volume esalati, che fornisce risultati accurati.

Trend grafico di picco di flusso e FEV1 con opzione di spuntare ogni test.

Storico dei risultati dei test con picco di flusso, semaforo indicatore di salute, punteggio dei sintomi e annotazioni.

Turbina con boccaglio di plastica

Per uso personale, facile da pulire.

Manuale in GB, IT (FR, ES, DE, PT disponibili su www.gimaitaly.com)

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V incluse

Autonomia: 1.000 test

Connessione: Bluetooth® 4.0 a basso consumo
Dimensioni - peso: 49x109x21 mm - 61 g (batterie incluse)
Boccaglio: Ø 30 m

Spirometria

Sensore di flusso: turbina digitale bidirezionale

Portata: ±16 L/s Accuratezza flusso: ±10% o 0,33 L/s

Accuratezza volume: ±2,5% o 50 ml

Resistenza dinamica: <0,5 cm H₂O/L/s

Parametri misurati: FEV₁, PEF

Capacità memoria: l'applicazione sullo smartphone memorizza i dati

App iOS - Android: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL*, CZ*, PL, RU, TR, DK*, GR, FI, HR*, NO, SE, HU** (*Solo per iOS - **Solo per Android)

 **Acquista subito**