



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## SPIROMETRO OTTHON + SOFTWARE - IT

**Codice di riferimento:** 33683

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1085.8€

### CARATTERISTICHE:

Spirometro per medici generici, specialisti delle vie respiratorie e pazienti, per la diagnostica ed il controllo della funzionalità respiratoria. Soluzione compatta, portatile, conveniente, per lo screening della BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) e dell'asma. - Interpretazione diagnostica automatica - Messaggi vocali e video spiegano l'uso del dispositivo e comunicano i risultati - Batteria o caricatore USB - Display LCD ad alta risoluzione QVGA (320x240) con colori brillanti, touch-screen, 16 milioni di colori - Connettività con stampante esterna - Calibrazione interna automatica - Trasduttore di flusso disinfettabile con sterilizzazione a freddo - Alimentazione: USB 5V o batteria integrata ricaricabile - Lingue software interno: GB, FR, IT, DE, ES, HU. - Messaggi vocali disponibili nelle lingue: US (Inglese), AU, FR, IT, DE, ES, AT, HU. Si prega di indicare la lingua richiesta con l'ordine - Prodotto in Europa **THORSOFT - SOFTWARE DIAGNOSTICA POLMONARE PER PC** - Interfacce mediche standard (HL7, GDT, BDT, XML) - Modulo d'interpretazione automatico - Sistema di supporto alle decisioni diagnostiche (per medici generici e professionisti) - Procedura completa per test da sforzo. Lingue: GB, IT, DE, ES, SE, TR, RO, HU, SL

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Principio di misurazione del flusso: Idegen™ multiple-path • Trasduttore di flusso: Ø 30 mm (OD) • Spazio morto: 16,8 ml • Risoluzione flusso: 8 ml/s • Precisione flusso: 3% • Misura del flusso: ±18 l/s • Connessione al PC: USB • Dimensioni: 35 x 120 x h 120 mm • Peso: 300 g **PARAMETTRI MISURATI** - FVC, -FEV\*0.5, FEV\*0.5/IVC, FEV\*0.5/FVC, FEV\*1.0/IVC, FEV\*1.0/FVC, PEF, FEF\*25-75%, MEF\*75%, MEF\*50%, MEF\*25%, FET, MTT, FIVC, FIV\*0.5, FEV1/FVC (Indice Tiffeneau) FIV\*1.0, PIF, FIF\*25-75%, IRV. ERV, TV, Valore frequenza respiratoria - Rapporto Insp/Esp da 1:10 a 10:1 Dotazione standard: • Software Thorsoft • Boccaglio in plastica • Cavo mini USB • Tappo per la disinfezione • Carica batteria • Filtro antibatterico • Borsa per il trasporto • Manuale cartaceo (GB) • Manuale su CD (GB, IT, ES, DE, HU)

**MARCA E MODELLO:**

GIMA 33683

---

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

