



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SPIROMETRO PORTATILE BLUETOOTH SPIROTUBE MOBILE EDITION

Codice di riferimento: 33686

Marca: GIMA

Prezzo: 1122.4€

CARATTERISTICHE:

Spirometro per la diagnostica ed il controllo della funzionalità respiratoria tramite interfaccia di comunicazione Bluetooth e batteria integrata ricaricabile. Adatto per lo screening della BPCO e dell'asma. - Connessione wireless verso i cellulari, PDA, sistemi Android - Misurazioni in tempo reale con curva FVC visibile sullo schermo del dispositivo mobile - Connessione al PC tramite USB Plug&Play - Calibratura interna automatica - Connessione per Telemedicina tramite Bluetooth - Interpretazione medica automatica - Monitoraggio a lungo termine per l'uso domiciliare - Sottosistema test farmacologici - Trasduttore di flusso disinfettabile per sterilizzazione a freddo - Il software può essere scaricato gratuitamente da Google Play Store - Prodotto in Europa

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Principio di misurazione del flusso: Idegén™ multiple-path • Trasduttore di flusso: Ø 30 mm (OD) • Spazio morto: 16,8 ml • Risoluzione flusso: 3 ml/s • Precisione flusso: 2% • Misura del flusso: ± 18 l/s • Connessione al PC: USB • Dimensioni: 40 x 60 x h 150 mm • Peso: 300 g **PARAMETRI MISURATI** - FVC, -FEV*0.5, FEV*0.5/IVC, FEV*0.5/FVC, FEV*1.0/IVC, FEV*1.0/FVC, PEF, FEF*25-75%, MEF*75%, MEF*50%, MEF*25%, FET, MTT, FIVC, FIV*0.5, FEV1/FVC (Indice Tiffeneau) FIV*1.0, PIF, FIF*25-75%, IRV. ERV, TV, Valore frequenza respiratoria - Rapporto Insp/Esp da 1:10 a 10:1 Dotazione standard: • Boccaglio in plastica • Cavo mini USB • Tappo per la disinfezione • Caricabatteria • Manuale cartaceo (GB) • Manuale su CD (GB, IT, ES, DE, HU)

MARCA E MODELLO:

GIMA 33686

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

