



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Splint Digitale Singolo

**Codice di riferimento:** P 1008 T5 - Oval 8

**Marca:** TIELLE CAMP

**Prezzo:** 27.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
P 1008 T5 - Oval 8-2°	2°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-3°	3°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-4°	4°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-5°	5°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-6°	6°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-7°	7°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-8°	8°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-9°	9°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-10°	10°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-11°	11°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-12°	12°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-13°	13°	27.6€

P 1008 T5 - Oval 8-14°	14°	27.6€
P 1008 T5 - Oval 8-15°	15°	27.6€

### **CARATTERISTICHE:**

- Struttura ovale in materiale plastico a basso profilo (1,6mm)

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Instabilità e deformazioni dell'articolazione interfalangea prossimale e/o distale
- Lesioni di Boutonniere

### **MARCA E MODELLO:**

TIELLE CAMP - P 1008 T5 - Oval 8

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Confezione di 1 pezzo

### **TAGLIE:**

La corretta misura è determinata dalla circonferenza misurata alla base del dito

Circonferenza base

Taglia del dito

2° - 3° - 4° da cm 4,3 a 4,95

4° - 5° - 6° da cm 4,95 a 5,7

6° - 7° - 8° da cm 5,7 a 6,14

8° - 9° - 10° da cm 6,14 a 6,8

10° - 11° - 12° da cm 6,8 a 7,4

13° - 14° - 15° da cm 7,4 a 8,2

