



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Splint ferula dr bunnel per estensione dito singolo

Codice di riferimento: PR2-6

Marca: RO+TEN

Prezzo: 45.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-6-XS	XS	45.9€
COD PR2-6-S	S	45.9€
COD PR2-6-M	M	45.9€
COD PR2-6-L	L	45.9€
COD PR2-6-XL	XL	45.9€

Caratteristiche dello splint per dito singolo

La ferula splint dr. Bunnel è utile a riallineare le dita della mano che tendono a rimanere arcuati a causa di:


- Fratture della falange
- Distorsioni interfalangee
- Lesioni tendinee
- Dito a scatto

La struttura a 3 punti in metallo del tutore è modellabile e aiuta a tenere il dito in estensione in maniera del tutto comoda

grazie alla morbida imbottitura realizzata in feltro. Lo splint è dotato anche di un cinturino di ancoraggio con chiusura a fibbia.

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10



Marca e modello

RO+TEN PR2-6

