



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sponde ribaltabili per letto da degenza

**Codice di riferimento:** 27663

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 189.4€

### Caratteristiche delle sponde ribaltabili per letto da degenza

Sponde anticaduta per letto ospedaliero e letto da degenza domestica, di facile fissaggio realizzate in materiale di alta qualità.

Questa coppia di sponde da letto permette al paziente di sentirsi al sicuro ed è inoltre molto semplice da usare grazie ai ganci che le collegano al letto, facili da sbloccare per ribaltare la sponda in modo da liberare uno o entrambi i lati del letto per far scendere il paziente o per avere libertà di manovra durante le medicazioni.

### Specifiche tecniche

- Colore: grigio

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### Altri modelli disponibili

- [Sponde anticaduta letto](#)
- [M 012/a sponde letti universali](#)

- [Sponda letto universale](#)

