

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Spugna a tasca per elettrodi in silicone

Codice di riferimento: LTR76

Marca: LEM

Prezzo: 6€

Riferimento	Variante	Prezzo
LTR760	50X50	6€
LTR766	50X100	6€
LTR770	80X120	6€
LTR765	85X60	6€

Caratteristiche della spugna per elettrodi

Questa tasca per elettrodi, realizzata in silicone, è perfetta per eseguire con efficacia i trattamenti di elettroterapia. La spugna, oltre ad essere notevolmente resistente e di lunga durata, è facile da utilizzare. Basta inumidirla leggermente per ottenere un'ottima conduzione della corrente elettrica e procedere con la terapia.

Ideale per tens, ionoforesi ed elettroterapia.

Marca e modello

LEM codice LTR76

Altri modelli disponibili

- [Spugna abrasiva per elettrodi riutilizzabili](#)

