



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Stadiometro Elettronico Fisso Con Modulo Wireless

Codice di riferimento: 264

Marca: INTERMED

Prezzo: 947.27€

CARATTERISTICHE:

Misuratore per altezza del paziente wireless.

Posizionamento corretto della testa del paziente garantita grazie alla "Linea di Francoforte" incorporata nell'altimetro.

La retroilluminazione bianca del display sull'altimetro consente una facile lettura dei dati visualizzati.

Il paziente pu sostare comodamente sulla base in plastica dell'altimetro, l'indicatore di posizione dei piedi garantisce il corretto posizionamento dello stesso.

L'installazione a muro e' semplice: bisogna assemblare i 3 componenti dello stadiometro e fissarlo con una vite al muro.

I dati vengono trasferiti via wireless ad una stampante seca 360 che ricevendo il peso da una bilancia dedicata calcola automaticamente il BMI.

MARCA E MODELLO:

SECA 264

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

