



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Stadiometro Per Misurazioni Mobili

**Codice di riferimento:** 217-1

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 227.8€

### CARATTERISTICHE:

Stabile stadiometro mobile, dal sistema di assemblaggio ingegnoso, per misurare l'altezza di bambini e adulti. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e una grande stabilità che gli consente di essere utilizzato anche come un altimetro ad installazione fissa. Dotato di uno spaziatore regolabile che assicura un sostegno sicuro, senza bisogno di aggiungere altri accessori. Idoneo per ambulatori medici ed ospedali, lo stadiometro è perfetto anche per uso mobile. Consente quindi le visite mediche di bambini in ambito scolastico così come di pazienti al proprio domicilio. Smontato è facile da trasportare ovunque sia necessario. In combinazione con l'adattatore seca 437 è possibile effettuare contemporaneamente misure di peso e altezza, semplicemente collegando le bilance digitali da terra seca 877, 878 e 899. Optional: adattatore seca 437 (per combinazioni con bilance da terra), borsa trasporto seca 414 (per alloggiare stadiometro, adattatore e bilancia da terra).

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

range di misura 20 - 205 cm divisione 1 mm

### MARCA E MODELLO:

SECA 217

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**

---