



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Stampelle canadesi Anatomic - paio

Codice di riferimento: AD-25

Marca: INTERMED

Prezzo: 50.96€

Caratteristiche delle stampelle canadesi

Le stampelle Anatomic presentano una leggera e allo stesso tempo resistente struttura in alluminio che consente di sollevare il bastone senza sforzo e usarlo in totale sicurezza. Il puntale in gomma posto all'estremità del tubo metallico elimina il rischio di scivolare e dona maggiore tranquillità durante la camminata.

La particolarità di queste stampelle canadesi sta nella possibilità di regolare separatamente l'altezza della canna e dell'appoggio antibrachiale, quest'ultimo realizzato in polietilene. Tale caratteristica permette di trovare senza difficoltà la misura adatta a soddisfare le esigenze di ogni paziente. L'impugnatura anatomica, sia nella parte destra sia in quella sinistra, assicura una presa salda e confortevole.

Marca e modello

INTERMED codice AD-25

Contenuto della confezione

2 pezzi

