



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio

Codice di riferimento: 43101

Marca: GIMA

Prezzo: 18.3€

CARATTERISTICHE:

Impugnatura ergonomica e appoggio antibracchiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Peso kg: 0.5 • Altezza da terra fino all'impugnatura mm: 758-883 • Materiale dell'impugnatura: Polipropilene • Diametro tubo superiore/inferiore: 22/19 • Regolazione dell'altezza: regolabile 12 volte ogni 12 mm • Finitura/materiale: grigio anodizzato/alluminio • Portata certificata fino a: 130 kg • Norme applicate per i test: EN ISO 11199-1 • Impugnatura regolabile: - • Dimensioni impugnatura: 35 x 100 x 235 mm (Ø x l x h)

MARCA E MODELLO:

GIMA 43101

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 paio

 **Acquista subito**