



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Stativo per lampade diagnostiche fisso su ruote

**Codice di riferimento:** MO429

**Marca:** SKEMA

**Prezzo:** 92.96€

### Caratteristiche dello stativo per lampade diagnostiche

La lampada ospedaliera a luci LED è un elemento fondamentale per i medici durante le visite di controllo. Questo genere di dispositivi per garantire facilità d'uso e massima sicurezza ha bisogno di un sostegno stabile e allo stesso tempo pratico e leggero. Tali caratteristiche sono tutte presenti in questo stativo per lampade diagnostiche, un supporto fisso dotato di asta e 5 ruote piroettanti che rendono l'accessorio scorrevole e quindi comodo da spostare. Lo stativo non è adatto alle lampade con lente.

### Specifiche tecniche

- Altezza: 860mm
- Diametro base: 60cm
- Diametro asta: 25mm

### Marca e modello

SKEMA codice MO429

### Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**